


災害対策に活かしました。

避難所開設時に要介護者、高齢者、負傷者、障害者をサポート。
避難生活が長期化した場合でも、
避難者の生活の「質の向上」にも配慮した
エア+ウレタンのハイブリッドマットレス。



◎マットレス以外の使用例

3つに別けられるセパレートタイプなのでマットレスのほか
に、「座布団」「ソファ」としてもお使いいただけます。



◎設置の手順

※こちらの手順は「担架なし」タイプです。



梱包からマットレスパーツを取り出します。



内部のエアクッションを専用ポンプで膨らませます。(3枚あります)



3つあるマットレスパーツをそれぞれファスナーで取り付けます。



完成です。



ポンプは災害時でも安心の電気を必要としないエア注入式です。

Taica Wellness

株式会社タイカ ウェルネス事業本部

お問い合わせ TEL.0120-152047 (無料)

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4

TEL:03-5648-6630 FAX:03-5648-6640

ホームページ <https://taica.co.jp/pla/>

Taica Wellness

介護・福祉用品
メーカーの
タイカが災害用に
作りました。



αPLA[®] R

緊急時に担架代わりになる

災害備蓄用高機能マットレス

医療・介護の現場で培った技術を、

避難所生活での負担を軽減し、 安心な環境をつくる「アルファプラR」

◎担架付きタイプの場合

スマート救護、
乗せかえなしのマットレス。

災害時の避難所で歩行困難な高齢者の方が
困っています。

ご本人も搬送する方々にも負担が・・・

災害時に避難所から救急車への移動の際、
担架に乗せかえる必要がないので安心・安全なワンストップ災害サポートマットレスです。



避難所

避難者の選別

救護所に搬送

救護所で応急処置

救急車に搬送

体調を崩された方を
何度も乗せかえるのは
かわいそうだな・・・

避難中に
体調を崩された方を
そのまま搬送できる
ものがあれば・・・




避難所で高齢者の方が少しでも快適に過ごし、
体調を崩した際にもご本人や搬送する方々の
負担が軽減されるように、そのままの体勢で搬
送できないだろうかという考えはありました。

◎選べる2タイプ



担架なしタイプ

アルファプラR	
型番	PLAR-01
サイズ	長さ180cm×幅70cm×高さ8cm
質量	約2.4kg
材質	(中身)【マットレス部】ポリウレタンフォーム 【エアセル部】ポリウレタン (カバー)【上面】ポリエステル 【下面】ポリエステル、綿
エアポンプ	(中身) ポリウレタンフォーム (側地) ポリウレタン
価格	27,500円(税込)




担架タイプは把手のユニットが付きます

担架付きタイプ

アルファプラR担架付き	
型番	PLAR-01-SR01
サイズ	長さ180cm×幅70cm×高さ10cm
質量	約3.4kg
材質	(中身)【マットレス部】ポリウレタンフォーム 【エアセル部】ポリウレタン (カバー)【上面】ポリエステル 【下面】ポリエステル、綿
エアポンプ	(中身) ポリウレタンフォーム (側地) ポリウレタン
担架	(寝床)ナイロン (持ち手) ABS樹脂
価格	38,500円(税込)

◎保管に便利なコンパクト収納



専用の箱に入れて備蓄倉庫に
収納できます。